

## Introducción de la tapa clip de no tejido de color rojo:

el rojo casquillo clip de no tejido, tapas de lavado quirúrgico elásticos están hechos de material de polipropileno,

hecha por automática unión térmica de alta temperatura la tecnología, se puede dividir en una sola elactic y estilos dobles elásticos.

## Ventajas del producto:

1. Buena peso protectora, luz, libre de látex.
2. uso la unión térmica de alta temperatura tecnología, cómodo de usar.
3. Cualquier color puede estar disponible.
4. Utilizar el material respetuoso del medio ambiente, no hay daño para el cuerpo humano y el medio ambiente natural.

## La aplicación de las tapas de lavado quirúrgico elástico:

Ampliamente utilizado en la fábrica de alimentos, restaurante, y el taller libre de polvo.

## Presupuesto:

Material	polipropileno, no tejido pp
Peso	10g PP
Estilo	, Estilo elástica individual (libre de látex) elástica
tamaño	19 "
Color	rojo, rosa, azul, blanco, verde, amarillo, naranja, púrpura, (todos los colores pueden estar disponibles)
Embalaje	100pcs / bag, 20bags / CTN, 2000pcs / ctn
El diseño que embala	Toda la caja de cartón y la impresión interna puede ser como su diseño
Tamaño del cartón	58x25x27cm
aplicaciones	Hospital de personal médico clínicos y pacientes. Libre de polvo taller , laboratorio, industria alimentaria, electrónica fabrica y así sucesivamente
MOQ	100.000 PCS

## Información del embalaje:

100 PC / bag, 20 bolsos / ctn, tamaño del cartón: 58x25x27cm

1 \* 20 contenedor puede cargar 715ctns, 1430,000pcs totales.

1 \* 40 contenedor puede cargar 1737ctns, 3474,000pcs totales.

Fotos del casquillo no tejido quirúrgico:



