

Introducción de la cofia no tejido:

El color rojo no cofia tejida están hechas de material no tejido PP, costura y estilo automático, incluyendo tapas, tapones bouffant clip, tapas médico, ect.,Ampliamente utilizado en la fábrica de alimentos, restaurante, y el taller libre de polvo.

Ventajas del producto:

1. Buena peso protectora, luz, libre de látex.
2. Usar la tecnología de costura, un uso cómodo.
3. Cualquier color puede estar disponible.
4. Utilizar el material respetuoso del medio ambiente.

Presupuesto:

Material	no tejido PP
Peso	10-30g PP
Estilo	Elástica (libre de látex), simple y doble estilo elástico
tamaño	18 ", 19 ", 21 ", 24 ", 28 "
Color	Rosa, azul, blanco, verde, amarillo, naranja, púrpura, rojo (todos los colores puede estar disponible)
Embalaje	100pcs / bag, 20bags / CTN, 2000pcs / ctn
El diseño que embala	Toda la caja de cartón y la impresión interna puede ser como su diseño
Tamaño del cartón	58x25x27cm
aplicaciones	Hospital de personal médico clínicos y pacientes. Libre de polvo taller , laboratorio, industria alimentaria, electrónica fabrica y así sucesivamente
MOQ	100.000 PCS

Embalaje:

100 PC / bag, 20 bolsos / ctn, tamaño del cartón: 58x25x27cm
1 * 20 contenedor puede cargar 715ctns, 1430,000pcs totales.
1 * 40 contenedor puede cargar 1737ctns, 3474,000pcs totales.

Imágenes de no tejidos casquillos de la fregona:



