

Introducción de tapones quirúrgicos:

tapones quirúrgicos hechos de SBPP material no tejido, en el nivel de la CE e ISO13485.

tapas de la mafia médicos también llamados pinza desechable o tapa de la tira, están hechas de material no tejido PP

y una banda elástica plisada redonda, este diseño tiene un amplio espacio para el pelo largo. Se puede evitar que los pelos

cayendo a continuación, para evitar posibles problemas.

Ventajas de tapones quirúrgicos:

1. Diversos tamaños y colores disponibles.
2. Transpirable, no absorbente, durabilidad
3. Con simple o doble elástica disponible, en forma plisada o clip con varios colores disponibles.
4. eficiencia de filtración bacterias (BFE) ha llegado a 99,1%. Esta tasa es mucho mayor que el estándar normal de 97%.
5. Las muestras gratuitas y personalización disponibles
6. tapa en forma de clip antes de plegar.

especificaciones de tapones quirúrgicos:

Material	PP no tejido
Peso	10-30g
Estilo	estilo elástico única elástica, o doble
tamaño	18 " o 19 ", 21 ", 24"28 "
Color	verde, o blanco, azul, rosa, amarillo, rosa, naranja, púrpura, rojo (todos los colores pueden estar disponibles)
embalaje	100pcs / bag, 20bags / CTN, 2000pcs / ctn
diseño de embalaje	Toda la caja de cartón y la impresión interna puede ser como su diseño

tamaño del cartón	58x25x27cm
aplicaciones	hospital de personal médico clínicos y pacientes. Libre de polvo taller , laboratorio, industria alimentaria, electrónica fabrica y así sucesivamente
MOQ	100.000 PCS

Detalles del cuadro de tapones quirúrgicos:



