

### La introducción de la cirugía bata de hospital estéril reforzada:

1. Prevenir la propagación de los fluidos corporales y contenidos salpicaduras de sangre y aislar el polvo, partículas, el alcohol, la sangre, bacterias y virus invasor.
2. Perfecto para las operaciones con grandes cantidades de líquidos. Para la prevención de una transferencia de infecciosa a partir de o el personal de la herida o viceversa por contacto directo.
3. larga estilo, con buenas funciones de protección.

### Especificación del vestido de la cirugía del hospital estéril reforzada

Nombre	la mejor fábrica china para el vestido de la cirugía del hospital estéril desechable reforzada
Material	SMS45g
Estilo	, Estilo estándar estéril, Corbata en el cuello, lazos en la cintura, puños elásticos
tamaño	S (110 * 130 cm), M (115 * 137 cm), L (120 * 140), XL (125 * 150 cm), 2XL (130 * 150 cm) o cualquier otro customized sizes
gramaje	45g
Color	verde.
embalaje	, 1pcs / bag, 50pcs / ctn estéril
de carga de contenedores	20'FCL: 680CTNS, 40'HQ: 1700CTNS
MOQ	5000 PCS
Entrega	Un contenedor 40HQ se puede acabar dentro de 15-25days
Almacenar	Almacenar en seco, la humedad por debajo del 80%, ventilado, no corrosivo gases de almacén

### Fotos del vestido de la cirugía del hospital estéril reforzada:



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



### **Nuestras ventajas:**

- 1.260 trabajadores, el polvo 25000  $\square$  taller gratuito,
- 2.12 años de experiencia, ISO, CE & amp; FDA certificada,
- hora 3.One alcanzar el puerto de Wuhan,
- 4.free muestras y respuesta rápida,

Bienvenido enviamos un correo electrónico o llamarme directamente, vamos a hablar de más.

### **Información del contacto:**

**servicio VIP**

**Remey Chi**

**Móvil: 0.086-15623307739**

**Tel: 0086-27 8782 9195**

**Email: [sales04@orienthonest.com](mailto:sales04@orienthonest.com)**

**Skype: orienthonest04**