

La introducción de la cirugía bata de hospital estéril reforzada:

1. Prevenir la propagación de los fluidos corporales y contenidos salpicaduras de sangre y aislar el polvo, partículas, el alcohol, la sangre, bacterias y virus invasor.
2. Perfecto para las operaciones con grandes cantidades de líquidos. Para la prevención de una transferencia de infecciosa a partir de o el personal de la herida o viceversa por contacto directo.
3. larga estilo, con buenas funciones de protección.


Especificación del vestido de la cirugía del hospital estéril reforzada

Nombre	la mejor fábrica china para el vestido de la cirugía del hospital estéril desechable reforzada
Material	SMS45g
Estilo	, Estilo estándar estéril, Corbata en el cuello, lazos en la cintura, puños elásticos
tamaño	S (110 * 130 cm), M (115 * 137 cm), L (120 * 140), XL (125 * 150 cm), 2XL (130 * 150 cm) o cualquier otro customized sizes
gramaje	45g
Color	verde.
embalaje	, 1pcs / bag, 50pcs / ctn estéril
de carga de contenedores	20'FCL: 680CTNS, 40'HQ: 1700CTNS
MOQ	5000 PCS
Entrega	Un contenedor 40HQ se puede acabar dentro de 15-25days
Almacenar	Almacenar en seco, la humedad por debajo del 80%, ventilado, no corrosivo gases de almacén

Fotos del vestido de la cirugía del hospital estéril reforzada:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Nuestras ventajas:

- 1.260 trabajadores, el polvo 25000 \square taller gratuito,
- 2.12 años de experiencia, ISO, CE & amp; FDA certificada,
- hora 3.One alcanzar el puerto de Wuhan,
- 4.free muestras y respuesta rápida,

Bienvenido enviamos un correo electrónico o llamarme directamente, vamos a hablar de más.

Información del contacto:

servicio VIP

Remey Chi

Móvil: 0.086-15623307739

Tel: 0086-27 8782 9195

Email: sales04@orienthonest.com

Skype: orienthonest04