

La introducción de un hospital casquillo disponible doctor PP25g con cordones de las

casquillo Doctor con lazos complementos están hechos de material textil no tejido, hecho a mano, con dos lazos en el parte posterior de la tapa, fuertes y ajustar vínculos hacen de la tapa muy cómodo de llevar it. Mainly utilizar para médico del hospital operar habitación, etc.

Especificaciones de un hospital casquillo disponible doctor PP25g con cordones de las

Material	SBPP / SPP / no tejido
Peso	PP10-30g,
Estilo	con lazos en la parte posterior de la tapa
tamaño	tamaño estándar
Color	azul, o como lo pediste
Embalaje	100pcs / bag, 20bags / CTN, 2000pcs / ctn
El diseño que embala	Toda la caja de cartón y la impresión interna puede ser como su diseño
Tamaño del cartón	58x25x27cm
aplicaciones	Hospital de personal médico clínicos y pacientes.taller libre de polvo, Laboratorio, industria alimentaria, electrónica fabrica y así sucesivamente
MOQ	100.000 PCS

Imagen del Hospital casquillo disponible doctor PP25g con cordones de las



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

