

Los detalles de diseño de impermeables desechables bata blanca:

Collar: de punto de cuello o baje el collar (cuello doble / individual)

Frente: con fondo de plástico, velcro o cremallera delante, Con / sin bolsillo

puños: , puños elásticos abiertos o puños de punto

Volver situación: El extremo de la parte posterior puede ser abierto con unos 20 cm con el fin de hacer que el usuario más cómodo

Aplicación de capas blancas de laboratorio desechables a prueba de agua:

1. Conveniente para el aislamiento y el uso de protección en el hogar, hospital, jardín, pintura, industria alimentaria y otras situaciones

2. El peso ligero, fresco y transpirable; ofrecen una protección ligera líquido de aerosoles o nieblas, así como el polvo y la suciedad.

3. Puede ser utilizado en el hospital, laboratorio, industria alimentaria, en cualquier lugar que necesite protección.

Puede ser utilizado como una capa visita.

4. El saneamiento y la calidad de acuerdo con la CE, las normas ISO13485.

Carta del tamaño:

tamaño	S	METRO	L	SG	2XL	3XL
Altura (cm)	103	111	115	120	124	128
circunferencia de pecho (CM)	116	126	132	34	144	154
longitud de la manga (CM)	57	57	57	58	58	58

especificaciones de impermeables desechables batas blancas de laboratorio:

Material	película microporosa
gramaje	50g, podría como su petición
Estilo	Con / sin cuello, broches o Velcro delante, puño elástico o de punto, con o sin balón
tamaño	S-6XL
Color	blanco, verde, azul, amarillo, rosa, rojo, gris, negro, etc.

Embalaje	5pcs / caja, 50 bolsas / caja, o como su requisito
El diseño que embala	toda la impresión bolsa y cartón interno puede ser como su diseño
aplicaciones	taller libre de polvo, hospital, laboratorio, industria alimentaria, electrónica fabrica y así sucesivamente

Cuadro de batas blancas de laboratorio desechables impermeables





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

