

## Product details

### batas de laboratorio resistentes a productos químicos al por mayor

1. Material de SMS; 55g gramaje, o 20-60gsm.
2. simple o doble cuello V o cuello de punto; puño elástico / punto / abierta;
3. gancho y bucle o botones o cremallera en la parte delantera; Con o sin bolsillos
4. Cualquier tamaño y colores están disponibles.
5. Una buena barrera para líquidos y transpirable, OEM embalaje de diseño, servicio en 24 horas.

### Características de batas de laboratorio resistentes a productos químicos al por mayor

1. Se hace a partir de material hidrófobo SMS, sin látex; resistente a la abrasión; baja pelusa; con un alto nivel de repelencia al fluido; una buena barrera a la sangre, fluidos corporales y patógenos.
2. Los grandes efectos antibacterianos, la protección de los trabajadores contra la exposición a diversos partículas de contaminantes e insecticidas, etc.
3. resistente al agua, buena resistencia a la tracción sin pelusa, cómodo, transpirable. excelente para disipar el calor corporal, antiestático, contra la salpicadura de líquido

### Especificaciones de batas de laboratorio resistentes a productos químicos al por mayor

Nombre	batas de laboratorio resistentes a productos químicos mayor, la mejor capa resistente al laboratorio de química uniforme vendedor, el mejor proveedor de productos químicos resistentes uniforme bata de laboratorio
Material	SMS o SMMS, microporosa, PP, PP / PE,
Estilo	Con / sin bolsillo, cuello simple / doble / de punto, la cremallera / botón / gancho y lazo en la parte delantera, de punto puño elástico / / abierto puede ser disponible
tamaño	S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
color	azul, o Blanco, verde, anaranjado, amarillo, rosa, rojo, gris, negro, etc.
Embalaje	No estériles: 5pcs / bolsa, 10 bolsas / ctnor; Estériles: 1pcs / bag, 50pcs / ctn
El diseño que embala	Toda la caja de cartón y la impresión interna puede ser como su diseño
MOQ	5000 PC
Muestra	Se puede suministrar libre para comprobar la calidad de su plazo de 3 días

Forma de pago	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, FIDEICOMISO,
El tiempo de entrega	Capacidad: 10,000pcs / día, 1 * 40HQ se puede acabar el plazo de 10-15 días;
FOB puerto	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

## Product display





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

**Q: 1. Are que un fabricante o una empresa comercial, y cuando se estableció su empresa?**

R: Sí, somos directamente del fabricante, nuestra fábrica fue establecida en 2003, tenemos nuestra propia compañía de los derechos exportados en 2013.

**Q: 2. ¿Cuál es el volumen de negocios anual para su empresa?**

R: Normalmente es de alrededor de USD 18 millones, 20 millones, que todavía está en el crecimiento.

**Q: 3. ¿Tiene su empresa un sistema de gestión de calidad como la ISO, EN o certificado (s) de la CE?**

R: Sí, tenemos CE, ISO13485, FDA. Informe de alcance y Nelson.

**Q: 4. ¿Puedo consigo las muestras libres para la comprobación de la calidad? Cuanto tiempo puedo conseguirlo?**

R: Sí, nuestras muestras se pueden suministrar libre el plazo de 3-7 días.

## The happy time with customers

