

Emballage du masque facial avec logo:

spécification	Emballage normal	Taille de carton	1 * 40 HQ Conteneur peut tenir (PCS)
17.5 * 9.5cm, 3-pli, 18 + 20 + 20g	50 pcs / boîte, 40 boîtes / CTN	52 * 19 * 42cm	3 280 000 PCS
17.5 * 9.5cm, 3-pli, 25 + 25 + 25g	50 pcs / boîte, 40 boîtes / CTN	51 * 37 * 30cm	2 400 000 PCS

Remarques: Tous peuvent être personnalisés spéciaux en fonction de vos exigences réelles

Spécifications du masque facial avec logo:

Origine	Xiantao, Hubei, Chine
Matériel	PP non tissé + filtre + pp non tissé (très faible résistance à la respiration, sans odeur étranger, sans aucun sentiment stimulant)
Poids	15 + 20 + 25g / 20 + 20 + 25g / 20 + 25 + 25g (confortable, sans fibres de verre, sans latex.)
Style	Boucle d'oreille élastique / cravate sur (sans latex)
Taille	17.5x9.5cm (adulte) /14.5x9.5cm (enfants) / 12x7cm (bébé)
Couleur	blanc, vert, bleu, rose, jaune, rose, orange, violet, rouge (toutes les couleurs peuvent être disponibles)
Conception d'emballage	Toute la boîte intérieure et l'impression de carton peuvent être aussi votre conception
Taille de carton	52x38x30cm / 52x19x42cm
Applications	Hôpital, laboratoire, industrie alimentaire, atelier sans poussière, fabrication électronique et ainsi de suite

Détail Images de masque facial avec logo:







 **orient Honest**
MEDICAL INTERNATIONAL

