Emballage du masque facial avec logo:

spécification	Emballage normal	Taille de carton	1 * 40 HQ Conteneur peut tenir (PCS)
· ·	50 pcs / boîte, 40 boîtes / CTN	52 * 19 * 42cm	3 280 000 PCS
-	50 pcs / boîte, 40 boîtes / CTN	51 * 37 * 30cm	2 400 000 PCS

Remarques: Tous peuvent être personnalisés spéciaux en fonction de vos exigences réelles

Spécifications du masque facial avec logo:

Xiantao, Hubei, Chine		
PP non tissé + filtre + pp non tissé (très faible résistance à la respiration, sans odeur étranger, sans aucun sentiment stimulant)		
15 + 20 + 25g / 20 + 20 + 25g / 20 + 25 + 25g (confortable, sans fibres de verre, sans latex.)		
Boucle d'oreille élastique / cravate sur (sans latex)		
17.5x9.5cm (adulte) /14.5x9.5cm (enfants) / 12x7cm (bébé)		
blanc, vert, bleu, rose, jaune, rose, orange, violet, rouge (toutes les couleurs peuvent être disponibles)		
Toute la boîte intérieure et l'impression de carton peuvent être aussi votre conception		
52x38x30cm / 52x19x42cm		
Hôpital, laboratoire, industrie alimentaire, atelier sans poussière, fabrication électronique et ainsi de suite		

Détail Images de masque facial avec logo:











