

### 3 plis masque chirurgical, anti-virus masque respiratoire à usage unique masque dentaire

#### Paramètres de 3 plis masque chirurgical

- 1) Matériel: PP non tissé + papier de haute filtration + PP non tissé
- 2) Oreille boucle: cravate ou élastique boucle d'oreille
- 3) bar Nez: plastique ou en métal, flexible, raccord fixe
- 4) Taille: 17.5 \* 9,5 cm, taille unique.
- 5) Couleur: Blanc / bleu / vert / rose / jaune / orange / violet / citron / Capri bleu / bordeaux / retour

#### Emballage de masque respiratoire

spécification	emballage normal	taille de carton	1 * 40 HQ conteneur peut contenir (Pcs)
17.5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 pcs / boîte, 40 boîtes / ctn	52 * 19 * 42cm	3,280,000 Pcs
17.5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 pcs / boîte, 40 boîtes / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Pcs
Remarque: tout peut être spéciale sur mesure selon vos besoins réels			

#### Notre avantage

- 1) Nous sommes fabricant pour les soins dentaires masque avec l'histoire de 12 ans, ont un grand avantage dans le prix et la technologie;
- 2) Puissance fortes de production: 1 \* 40 HQ conteneur peut être terminé en 15 jours;
- 3) équipe de ventes prometteuses: le service dans les 24 heures;
- 4) L'échantillon est libre, l'échantillon peut être fini en 3 jours;
- 5) l'assurance de haute qualité: ISO9001, ISO13485, certifié CE, FDA enregistré.

#### Photo de 3 plis masque chirurgical

