

3 plis personnalisés masques chirurgicaux, 99% masque filtration visage de dentiste, sans latex masque pour le service alimentaire

Les descriptions des masques chirurgicaux sur mesure

- 1) Le plissé 3 plis offrent une bonne protection et une résistance fluide;
- 2) Il est 100% sans latex et fibre de verre libre, et tous les matériaux sont non-irritant et inodore;
- 3) Le pli dans les formes de masque meilleure forme de cône pour une protection maximale;
- 4) Disponible en couleur populaire, nous avons 11 couleurs maintenant;
- 5) PFE 0,1 micron & gt; 99% et BFE 3 microns & gt; 99%;
- 6) Résistance aux fluides, mmHg: 80;
- 7) Il est la première ligne de défense dans une bio-urgence ou en cas de pandémie.

Application du masque de dentiste

- 1) Pour l'hôpital clinique médical et les patients, la poussière atelier libre, usine alimentaire.
- 2) Pour éviter la propagation des fluides corporels et le contenu des éclaboussures de sang.

Emballage de masque pour le service alimentaire

spécification	emballage normal	taille de carton	1 * 40 HQ conteneur peut contenir (Pcs)
17.5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 pcs / boîte, 40 boîtes / ctn	52 * 19 * 42cm	3,280,000 Pcs
17.5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 pcs / boîte, 40 boîtes / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Pcs
Remarque: tout peut être spéciale sur mesure selon vos besoins réels			

Photo de masques chirurgicaux personnalisés



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

