

Product details

Le matériau de masque médical mignon

- 1) 3layers: spunbond non tissé + fusion-soufflage papier filtre + spunbond non tissé
- 2) Le tissu a une résistance maximale du fluide et une protection contre les fluides corporels
- 3) Efficacité de filtration bactérienne: 99,7%, de particules Efficacité de filtration: 98,5%,
Taille des particules: 0,1 um

La performance des enfants face à masque

- 1) soudure ultra-sonique assure la plus forte masque construit, élimine les trous et les défauts
- 2) Nez réglable Piece pour un meilleur ajustement, très confortable à porter

Les termes de l'échange de la coutume imprimés masque chirurgical

MOQ	500.000 pcs
Modalités de paiement	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
Capacité d'approvisionnement	1.000.000 pcs / jour
Temps de livraison	En fonction de la quantité
Détails d'emballage	50 pcs / boîte 2000 pcs / CTN, ou que votre exigence

Product display




orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





The regular shipment way

