

4 couches de masques non-tissés, BFE99 masques noirs, mode masque de visage noir

La caractéristique de 4 couches masques non-tissé

- 1) Le tissu non-tissé, 100% tout neuf et haute qualité filé lié Tissu
- 2) dimension de masque: 17.5cm x 9.5cm (Standard Taille)
- 3) la couleur noire, très pratique et de la mode
- 4) 4 couches, haute capacité de filtration
- 5) contre la brume, coupe-vent, étanche à la poussière, échappement, éviter le formaldéhyde
- 6) à usage unique et sûr, pour 1 usage unique
- 7) Conçu pour éliminer la buée, les bactéries de filtration

Conditionnement des masques noirs

spécification	emballage normal	taille de carton	1 * 40 HQ conteneur peut contenir (Pcs)
17.5 * 9.5cm, 4ply,	50 pcs / boîte, 40 boîtes / ctn	52 * 38 * 34cm	2.000.000
Remarque: tout peut être spéciale sur mesure selon vos besoins réels			

Les termes de l'échange de masque noir

MOQ	100.000 pièces
Prix	Négociable
Modalités de paiement	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
Capacité d'approvisionnement	1.000.000 pcs / jour, 1 * 40 HQ conteneur peut être terminé en 15 jours
Temps de livraison	Normalement, 30 jours après l'ordre confirmé
Échantillon	L'échantillon est libre, peut être bien préparé en 2 jours

Image de masque noir



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

