

4 plis non tissé jetable coloré Masque de visage KF94 Usine de Chine

Tous les masques sont constitués de matériaux de la plus haute qualité, offrant une excellente protection et un confort supérieur:

- Les matériaux non ponctionneurs sont lisses et confortables pour éliminer l'irritation de la peau
- Les couches de construction très respirantes restent cool, même pendant de longues cas
- Supproboop super doux rend un usage confortable pendant longtemps

4 plis non tissé jetable coloré Masque de visage KF94 Usine de Chine

en tissu Matériel

Couche 1: PP non tissé (impression personnalisée)

Couche 2: papier de filtration élevé

COUCHE 3: Papier de filtration élevé

couche4: pp non tissé

Style

Mply, avec boucle d'oreille ronde

Dimensions s ize

20 *8 cm

Tissu w huit

30GSM + 25gsm + 25gsm+ 25gsm, C Ould BE Comme votre demande

Couleur

Masque coloré

Certificat

CE, ISO13485, FDA

MOQ:

20000pcs

Conception d'emballage

peut être comme votre conception

Emballage

5 0 PCS / B OX, 200 0 pc S / CTN, ou Comme votre exigence

Aptitude

1 million PC par jour

Délai de livraison

7-30 jours

Applications

Hôpital, Laboratoire, clinique, L'industrie alimentaire, Atelier sans poussière

[L'image de 4PLY non tissé jetable coloré Kf 94 masque de tête](#)







