

4Fabricants de masques KF94 de Médicaux non tissés. Masques jetables

Tous les masques sont constitués de matériaux de la plus haute qualité, offrant une excellente protection et un confort supérieur:

- Les matériaux non ponctionneurs sont lisses et confortables pour éliminer l'irritation de la peau
- Les couches de construction très respirantes restent cool, même pendant de longues cas
- Supproboop super doux rend un usage confortable pendant longtemps

4Fabricants de masques KF94 de Médicaux non tissés. Masques jetables

Tissu Matériel

Couche 1: PP non tissé (impression personnalisée)

Couche 2: papier de filtration élevé

COUCHE 3: Papier de filtration élevé

couche4: pp non tissé

Style

Mply, avec boucle d'oreille ronde

Dimensions s ize

20 *8 cm

Tissu w huit

30 GSM + 25gsm + 25gsm+ 25gsm, C Ould BE Comme votre demande

Couleur

Masque coloré

Certificat

CE, ISO13485, FDA

MOQ:

20000pcs

Conception d'emballage

peut être comme votre conception

Emballage

5 0 PCS / B OX, 200 0 pc S / CTN, ou Comme votre exigence

Aptitude

1 million PC par jour

Délai de livraison

7-30 jours

Applications

Hôpital, Laboratoire, clinique, L'industrie alimentaire, Atelier sans poussière

[L'image de Masque médical KF94 Masques jetables des fabricants](#)





