

Application d'un masque de chirurgie

1. Pour hospitaliers cliniques et les patients médicaux, poussière atelier libre, usine alimentaire.
2. To prévenir la propagation des fluides corporels et le contenu des éclaboussures de sang.

Paramètres chirurgicale jetable masque

- 1) Matériel: PP non tissé + papier de haute filtration + PP non tissé
- 2) Couleur: Blanc / bleu / vert / rose / jaune / orange / violet / citron / Capri bleu / bourgogne
- 3) boucle d'oreille: cravate ou élastique chirurgicale jetable masque
- 4) Taille: 17.5 * 9,5 cm pour un adulte; 14,5 * 9,5 pour les enfants; 12.5 * 7.5cm pour bébé
- 5) bar Nez: plastique ou en métal, flexible, raccord fixe

Emballage de masques médicaux avec la conception

spécification	emballage normal	taille de carton	1 * 40 HQ conteneur peut contenir (Pcs)
17.5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 pcs / boîte, 40 boîtes / ctn	52 * 19 * 42cm	3,280,000 Pcs
17.5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 pcs / boîte, 40 boîtes / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Pcs
Remarque: tout peut être spéciale sur mesure selon vos besoins réels			

Notre usine

- 1) Fabricant d'histoire de 12 ans dans la production chirurgicale jetable masque facial, et toutes sortes de produits de protection jetables;
- 2) Puissance fortes de production: 1 * 40 HQ conteneur peut être terminé en 15 jours;
- 3) Les ventes prometteuses équipe: service dans les 24 heures
- 4) l'assurance de haute qualité: ISO9001, ISO13485, certifié CE, FDA enregistré.

Les termes de l'échange des masques médicaux avec la conception

MOQ	100.000 pièces
Prix	Négociable

Modalités de paiement	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
Capacité d'approvisionnement	1.000.000 pcs / jour, 1 * 40 HQ conteneur peut être terminé en 15 jours
Temps de livraison	Normalement, 30 jours après l'ordre confirmé
Échantillon	L'échantillon est libre, peut être bien préparé en 2 jours

Photo de masques médicaux avec la conception





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

