

## Anti-bactéries masque facial chirurgical, cleanroom masques médicaux, fournisseur de masque de non tissé

### La caractéristique de masque facial chirurgical

- 1) à trois dimensions: spécifié masques anti-SRAS, la stérilisation, anti-grippe, de la poussière
- 2) Avec pince-nez: flexible, raccord fixe
- 3) bord Fine: le bord du paquet de technologie d'étanchéité thermique complète
- 4) Tie sur la boucle d'oreille: confortable et équipée

### Spécifications de masques médicaux

Matériel	PP non tissé + papier de haute filtration + PP non tissé
poinds du tissu	Peut-être que votre demande
boucle d'oreille	Attachez ou boucle d'oreille masques médicaux
Taille	17.5 * 9.5cm, ou vos besoins
Couleur	blanc / bleu / vert / rose / jaune / orange / violet / citron / Capri bleu / bordeaux / noir
Emballage	50 pcs / boîte 2000 pcs / CTN, ou que votre exigence
conception d'emballage	toute boîte intérieure et l'impression de l'emballage extérieur peut être aussi votre conception
Applications	hôpital, laboratoire, industrie alimentaire, atelier sans poussière, électronique fabrique et ainsi de suite

### Les modalités de paiement du masque facial chirurgical

MOQ	100.000 pièces
Prix	Négociable
Modalités de paiement	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
Capacité d'approvisionnement	1.000.000 pcs / jour, 1 * 40 HQ conteneur peut être terminé en 15 jours
Temps de livraison	Normalement, 30 jours après l'ordre confirmé
Échantillon	L'échantillon est libre, peut être bien préparé en 2 jours

### Photo de non tissé masque

