

Anti-bactéria masque de type chirurgical, masque polypropylène non tissé, cordon élastique fabricant de masque à l'hôpital

Vue d'ensemble de masque chirurgical de type

- 1) recourbée Ears HOLD sécurisé
- 2) Une taille pour convenir à tous, la taille approximative: 17,5 cm x 9,5 cm
- 3) Couvre nez, la bouche et le menton pour une protection complète
- 4) Couleur: blanc / bleu / vert / rose / orange / violet / jaune citron / Capri bleu / bordeaux / noir, nous avons 10 couleurs totalement
- 5) NELSON, ISO, certificats CE, BFE > 99%, type standard II / type IIR
- 6) Sans latex, souffle facile, écologique
- 7) Multi usage: la chirurgie, la grippe, les protecteurs de la poussière, les dentistes, les salons, l'entretien général, etc.

Emballage de masque non tissé

50pcs / boîte, 40boîtes / ctn, 52x38x30cm;
1 * 20 container GP peut contenir 1.000.000 Pcs de masques;
réceptacle 1 * 40 HC peut contenir 2.450.000 Pcs de masque.

Nous pouvons également faire l'emballage de vos exigences.

Les termes de l'échange de masque d'hôpital

MOQ	100.000 pièces
Prix	Négociable
Modalités de paiement	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
Capacité d'approvisionnement	1.000.000 pcs / jour, 1 * 40 HQ conteneur peut être terminé en 15 jours
Temps de livraison	Normalement, 30 jours après l'ordre confirmé
Échantillon	L'échantillon est libre, peut être bien préparé en 2 jours

Photo de masque d'hôpital



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

