

BFE99 masques médicaux jetables, la bouche couvertures jetables, jetable masque chirurgical fabricant

La caractéristique de masques jetables médicaux

- 1) à trois dimensions: spécifié masques anti-SRAS, la stérilisation, anti-grippe, de la poussière
- 2) Avec pince-nez: flexible, raccord fixe
- 3) bord Fine: le bord du paquet de technologie d'étanchéité thermique complète
- 4) Haut cordon élastique: matériau hypoallergénique

La 3 couche de bouche couvertures jetables

couche 1

Couche extérieure, blanc / bleu / vert / rose / orange / violet / jaune citron / Capri bleu / bordeaux / couleur noire,

couche PP, hydrofuge, pour empêcher les liquides de pénétrer dans le masque.

Layer 2

Couche intermédiaire, le but de la couleur à l'état fondu blanc fait soufflé, le papier de filtration élevée, empêchant micro poussière et les bactéries.

Layer 3

La couleur blanche, PP non tissé, doux et confortable

Dimensions et emballage du masque chirurgical jetable

- 1) Dimensions: 17,5 * 9,5 cm
- 2) boucle d'oreille: 16 cm, l'allongement entre 220% -260%
- 3) Emballage: 50 pièces dans une boîte, 2000 pcs par carton
- 4) la taille de la boîte: 18 * 10 * 7cm, taille de carton: 52 * 38 * 30cm

Caractéristiques de masque chirurgical jetable

Matériel	PP non tissé + papier de haute filtration + PP non tissé
----------	--

poids du tissu	Peut-être que votre demande
boucle d'oreille	Attachez ou boucle d'oreille
Taille	17.5 * 9.5cm, ou vos besoins
Couleur	blanc / bleu / vert / rose / jaune / orange / violet / citron / Capri bleu / bordeaux / noir
Emballage	50 pcs / boîte 2000 pcs / CTN, ou que votre exigence
conception d'emballage	toute boîte intérieure et l'impression de l'emballage extérieur peut être aussi votre conception
Applications	hôpital, laboratoire, industrie alimentaire, atelier sans poussière, électronique fabrique et ainsi de suite

Photos de masques jetables médicaux





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

