

chirurgie de couverture Barbe, Barbe services alimentaires de couverture de haute qualité, en polypropylène filets de barbe

Spécifications de la chirurgie de la couverture de la barbe

Matériel	PP non tissé
poids du tissu	Peut-être que votre demande
boucle d'oreille	Elastic boucle d'oreille
Taille	19inch, 21 pouces, ou en tant que vos besoins
Couleur	Blanc, bleu, vert, etc
Emballage	100 Pcs / sac de PE, 1000 Pcs / carton, ou que votre exigence
conception d'emballage	Toutes boîte intérieure et l'impression de l'emballage extérieur peut être aussi votre conception
Applications	Hôpital, laboratoire, industrie alimentaire, atelier sans poussière, électronique fabrique et ainsi de suite
MOQ	100.000 pièces
Prix	Négociable
Modalités de paiement	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
Capacité d'approvisionnement	1.000.000 pcs / jour, 1 * 40 HQ conteneur peut être terminé en 15 jours
Temps de livraison	Normalement, 30 jours après l'ordre confirmé
Échantillon	L'échantillon est libre, peut être bien préparé en 2 jours

Emballage de services alimentaires de couverture de la barbe

spécification	emballage normal	taille de carton
19 pouces	100 Pcs / sac de PE, 1000 Pcs / carton	26 * 22 * 32 cm
21 pouces	100 Pcs / sac de PE, 1000 Pcs / carton	52 * 23 * 26 cm

Photo de polypropylène filets de barbe



FAQ

Q1: .Comment pouvez-vous résoudre les problèmes de qualité le cas échéant?

A: Notre usine va payer la plus grande attention aux problèmes de qualité. Nous allons profondément enquêter sur les causes profondes des problèmes et trouver la meilleure solution pour éviter les problèmes futurs. En attendant, nous allons correspondre à la compensation pour nos clients.

Q2: Quelle est votre date de péremption des produits?

A: Environ 3-5 ans.

Q3: Est-ce votre entreprise at-elle un système de gestion de la qualité telles que ISO, EN ou certificat (s) de la CE?

R: Oui, nous avons CE, ISO13485, FDA. REACH et rapport NELSON.