

La priorité du salon de beauté utilise un bandeau non tissé jetable avec des élastiques

Durable doux non tissé Le tissu offre une sensation de toucher confortable à votre peau.

Une bonne élasticité pourrait s'adapter à différentes tailles de tête.

Pratique à mettre et à enlever.

Parfait pour une utilisation jetable dans les centres de beauté spa / massage ou à la maison.

La spécification de la beauté serre-tête non tissé jetable d'utilisation de salon avec des élastiques

Matriel fabriqué	non tissé, SMS
Style	Plissé, avec 2 élastiques ou en tant que votre demande
Dimensions taille	78 * 11 CM, ou OEM
Poids du tissu	16 à 40 g / m ²
Couleur	blanc, bleu, rose ou en tant que votre demande
MOQ:	200000 pièces
Conception d'emballage	peut être comme votre conception
Emballage	1 pcs / sac, 1000 pcs / ctn, ou en tant que votre condition
Délai de livraison	7-30 jours
Applications	hôpital, laboratoire, clinique, industrie alimentaire, atelier sans poussière

L'image de la beauté serre-tête non tissé jetable d'utilisation de salon avec des élastiques

