

Spécifications clés / Caractéristiques spéciales:

Matériau: PP Non-tissé

Gram: 40gsm ou personnalisé

Taille: taille générale ou personnalisée

Couleur: bleu / rose / noir, etc.

Application: spa, massage, hôpital, salon, etc.

Stockage: stocké à sec, humidité inférieure à 80%, entrepôt de gaz non corrosif, non corrosif

Échantillon: gratuit

Logo imprimé: Oui

Fonctionnalité:

1. Contrôle de la qualité standard 1.Strict avec CE, ISO.

2.Made de haute qualité de matériau PP.

Ventes directes 3.Factory avec un prix concurrentiel.

4. Stuffs expérites, livraison rapide, capacité de production stable.

5. J'ouvre une expérience de production de 10 ans.

6.OEM est disponible, tailles différentes, épaisseur, couleurs, logos imprimés, etc.

7. Équipes de vente professionnelle pour vous servir de tout coeur.

Emballage et expédition:

Emballage 1.normal: 1pcs / sac, 5pcs / sac moyen, 600pcs / carton.

2.MOQ: 10000pcs.

3.Port: Shanghai / Wuhan, Chine.

4.Sample Disponibilité: Oui.

5. Période de soumission 5.normal: 3 jours pour l'ordre d'échantillon, 25 jours pour la commande en vrac.

Pourquoi nous choisir:

1. Nous avons passé la certification CE, FDA, ISO13485.

2. Bienvenue à toutes les exigences OEM.

3. Équipement de pointe et articles professionnels avec une expérience d'exportation de plus de 10 ans.

4. Produits qualifiés, 100% de nouveaux matériaux de marque, sûrs et sanitaires.

5. Nous avons un système de contrôle de qualité strict QC.

6. Avoir suffisamment d'expérience et gagna une bonne réputation de nos clients tout le mot.

Comme l'Amérique, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, etc.