

## Product details

### Utilisation de la feuille de transfert de lit de patient

Il est largement utilisé en hôpital ou en clinique, pour déplacer ou repositionner un patient d'un lit à gurney.

Feuille non tissé avec poignées découper sur les côtés.

### La fonction de feuille de transfert de lit de patient

Tissu	Polypropylène, SMS, PP + PE
Style	Scellage par ultrasons, avec trou sur le côté de la longueur
Fonction	Protéger le personnel et les patients de surinfection
Taille	195 cm * 85 cm (peut être fait selon la demande du client)
Couleur	Blanc, bleu, vert, gris, noir... etc
Emballage	Stérile: 1 sac de plastique de pcs/papier, 50 pcs/Ctn Non-stériliser: 1 pcs/sac, 50 pcs/ctn Ou tant que vos conditions

## Product display



**orient Honest**  
MEDICAL INTERNATIONAL

