

## Couvre-lit non tissé à usage unique approuvé CE ISO à l'épreuve des liquides avec extrémités élastiques

### Détails du produit:

1. Le nouveau matériau est composé de doubles couches avec une fonction d'absorption et d'imperméabilité (PP Hdyrophile enduit de microporeux.)
- 2., la couche IInside (Hdyrophilic PP) est une eau hautement absorbante, la couche extérieure (microporeuse) est 100% étanche.
- 3.Il est plus doux et respirant que le matériau enduit de PP / PE normal.
- 4.Il peut supporter le poids de la personne de plus de 300 lb (nous avons le rapport de test)
5. Taille: Toutes les tailles seront disponibles pour les draps;

### Les indications:

- 1, largement utilisé à l'hôpital pour lit d'urgence et lit chirurgical.
- 2, également utilisé dans les hôtels et les lits de massage.

Pour empêcher la propagation des fluides corporels et du contenu des éclaboussures de sang, et isoler la poussière, les particules, l'alcool, le sang, les bactéries et les virus envahissants.

### Caractéristiques:

Matériel	PP Hdyrophile enduit de microporeux
Couleur	Blanc bleu
Style	avec extrémités élastiques
Taille	80 * 190 + 20cm, 90 * 200 + 20cm, 160 * 190 + 20cm, 160 * 200 + 20cm, 180 * 200 + 20cm ou taille personnalisée
emballage	10 pièces / boîte, 10 sacs / ctn ou 5 pièces / sac, 50 pièces / sac
Poids	25-65gsm ou personnalisé
Paquet	Sac de PE enduit, puis emballage de carton de papier ou adapté aux besoins du client
Fonctionnalité	Durable, doux, jetable
Usage	Médicinal, hôpital, maison □ hôtel

### Nos services:

#### 1. Fournir des produits de la plus haute qualité

L'équipe professionnelle de QC contrôle strictement chaque étape de la production jusqu'au chargement.

#### 2. Le délai de livraison le plus rapide

En cas d'urgence, 1 \* 40HQ peut être terminé dans les 5 à 7 jours!

Normalement, 1 \* 40HQ peut être terminé dans les 10-15 jours!

Saison chargée, 1 \* 40HQ peut être terminé dans les 25-30 jours!

### **3. Le prix le plus raisonnable**

Investir continuellement dans l'amélioration de nos travailleurs qualifiés, de nos produits et de nos processus

pour minimiser le coût de chaque étape!

### **4.Le service doux et rapide**

Nos employés répondront toujours aussi patiemment à vos questions dans les 5 à 10 minutes.

### **5.Nous pouvons également vous aider à trouver des produits connectés.**

Outre toutes sortes de produits médicaux jetables, nous pouvons également vous aider à trouver les produits connectés selon votre demande!

[http:// https://youtu.be/\\_emC6IdSXtc](http://https://youtu.be/_emC6IdSXtc)