

Indications de couvre-chaussures CPE anti dérapage:

CPE couvre-chaussures jetables médical pour les hôpitaux, 45x16cm, bleu peut être utilisé pour l'hôpital, atelier sans poussière, laboratoire, industrie alimentaire, électronique fabrique et ainsi de suite. Elle pourrait également être utilisé pour le personnel hospitalier et les patients en médecine clinique.

Avantages du produit:

- 1, matériel disponible: CPE
- 2, Taille: 45x16cm, nous pouvons également faire 38x15cm, 40x15cm, 40x17cm, 45 * 18cm
- 3, Bonne protection, léger, sans latex
- 4, Utiliser la couture ou de la technologie automatique, port confortable
- 5, couleur disponible: bleu, blanc, vert, jaune, rouge

Contrôle de qualité:

1. Nous ne commencerons pas à faire les produits jusqu'à ce que vous confirmiez l'échantillon.
2. L'emballage sera résistant à l'eau, résistant à l'humidité et étanche

Spécification de la couverture antidérapant CPE de chaussures:

Nom de l'article	Couvre-chaussures CPE
Type:	Fait à la machine ou à coudre
Matériel	CPE1.5-6g
Couleur	Bleu, blanc, etc.
Taille:	38x15cm, 40x15cm, 41x17cm.....
Emballage:	100pcs / bag, 2000pcs / ctn
Applications	Ménage, hôtel, usine d'électronique, usine de produits pharmaceutiques, les hôpitaux et autres environnements de travail de nettoyage
rendement quotidien	80.000 pcs / jour
Modalités de paiement	T / T, PayPal, Western union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,
Temps de livraison	Capacité: 200,000pcs / jour, 1 * 40HQ peut être fini dans les 10-15 jours;
Certificat	CE / ISO13485
FOB port	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Détails Photo de la couverture de chaussure de CPE:



