

Pack chirurgical général jetable

Spécifications clés / Caractéristiques spéciales:

1. Portée de la demande: elle est utilisée pour une protection ponctuelle pendant les opérations dans les départements correspondants d'unités médicales.
2. Peut être personnalisé en fonction des dessins et des échantillons du client.

Il peut être utilisé pour toutes sortes d'opérations, notamment des rideaux chirurgicaux, des feuilles latérales, des couvercles de plateau d'instruments et d'autres éléments.

| Article non, | Matériel | Taille | Quantité |
|--|--|---------------------------|----------|
| Couverture Stand de Mayo | SpunLace PP + PE SMS SPUNLACE + PE | 80 * 145cm | 1 |
| Ruban adhésif | | 10 * 50cm | 2 |
| Essuie-mains | Chiffon | 40 * 40cm | 2 |
| Drapé | SMS | 75 * 90 | 2 |
| Tête de tête | SMS | 150 * 240cm | 1 |
| Faire du pied | SMS | 150 * 180cm | 1 |
| Robe chirurgicale renforcée | SMS | 120 * 150cm | 2 |
| Couverture de table d'instruments Couverture de table de renforcement | Pp + pe | 140 * 160cm 80 * 160cm | 1 |
| Emballage | Pp | 100 * 100cm | 1 |

MEYO SAC: Il est placé sur le plateau de l'instrument et peut également être utilisé comme couverture de chaise ou de déchets médicaux postopératoires.

Tape op-ruban: fixation et étanchéité, tels que la fixation des cathéters et des laïcs.

Type de colle Drapage chirurgical (drapé latérale, drapé de la tête, drapé de pied): recouvrez le patient pour isoler le liquide et les bactéries et le ruban adhésif peut être mieux fixé.

Serviette chirurgicale: recouvrez le patient pour bloquer la pénétration de liquide et de bactéries et prévenir l'infection croisée

Emballage:

1. Sac de jeu / Blister, 12bags / CTN
2. Charton Taille: 60 * 40 * 45cm
3. stérilisé: EO