

## Product details

### Caractéristiques de la Chine Hubei sarraus de laboratoire antistatique jetable

1. Matériel: SMS
2. Couleur: bleu, etc.
3. Grammage: 50 g, ou 30g, 35g, 40g, 60g, 65g, etc.
4. Col: col de chemise, col simple, double col, col en tricot.
5. Taille: S-5XL.
6. Caractéristiques: résistance à la structure de haut avec une excellente traction, à la déchirure et à l'abrasion  
résistance, poids léger, confortable.
7. Certification: CE & ISO13485.
8. Permettre une grande liberté de mouvement.
9. Léger, durable et supérieure respirant.
10. Emballage: 5pcs / bag, 10 sacs / ctn ou stériles 1pcs / bag, 50pcs / ctn.
11. MOQ: 5000 PCS.
12. Délai de livraison: 30 jours.

### Spécifications de la Chine Hubei sarraus de laboratoire antistatique jetable

prénom	Chine Hubei jetables sarraus de laboratoire antistatiques, mesure médicale manteaux médecin de laboratoire, la meilleure usine pour une blouse de laboratoire jetable
matériel	SMS 50G, ou en tant que votre demande
style	Avec / sans poche, simple double couleur, fermeture éclair / bouton à l'avant /, manchette élastique / tricot peut être disponible
Taille	S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Couleur	Blanc, vert, bleu, jaune, rose, rouge, gris, noir, etc.
Emballage	Non stériles: 5pcs / bag, 10 sacs / ctnor; Stérile: 1pcs / bag, 50pcs / ctn
conception d'emballage	Toutes les impressions de la boîte et l'emballage intérieur peut être aussi votre conception
MOQ	5000 pcs
Échantillon	Peut être fourni gratuitement pour votre contrôle de la qualité dans les 3 jours
Manière de paiement	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, Escrow
Temps de livraison	Capacité: 10,000pcs / jour, 1 * 40HQ peut être fini dans les 10-15 jours

FOB port	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou
----------	---------------------------------------

### **Chine Hubei sarraus de laboratoire antistatique jetable**

1. Directement fabricant, sarraus de laboratoire jetables, toutes les couleurs.
2. FDA, ISO, CE, PP, PP / PE, SMS, SMMS, microporeux
3. Capacité: 10,000pcs / jour, 1 \* 40HQ peut être fini dans les 10-15 jours;
4. Bonne barrière à fluide et perméable à l'air, OEM conception d'emballage, le service dans les 24 heures.

#### **Product display**





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

**Q: 1. Les vous un fabricant ou une société de négoce, et quand a été votre société établie?**

A: Oui, nous sommes directement fabricant, notre usine a été créé en 2003, nous avons notre propre société de droits exportés en 2013.

**Q: 2. Quel est le chiffre d'affaires annuel pour votre entreprise?**

R: Normalement, il est d'environ USD18 millions-20 millions, il est encore dans la culture.

**Q: 3. Ne votre entreprise at-elle un système de gestion de la qualité telles que ISO, EN ou certificat (s) de la CE?**

R: Oui, nous avons CE, ISO13485, FDA. REACH et rapport NELSON.

**Q: 4. Can je reçois les échantillons gratuits pour la vérification de la qualité? Combien de temps puis-je obtenir?**

R: Oui, nos échantillons peuvent être fournis gratuitement dans les 3-7 jours.