

## **La meilleure usine de la Chine pour les couvertures jetables microporeuses blanches résistantes liquides de botte**

### **La caractéristique de jetable couvre-bottes**

- 1) Sans latex, au genou, adapté pour l'isolement médical, la transformation des aliments, la fabrication, construction et application hygiénique.
  - 2) Respirant et résistant aux fluides matériau multicouche, degré élevé de sensibilité et de haute résistance, fournissant haute protection.
  - 3) Les couvertures de bottes microporeuses sont un bon choix pour les situations humides et sèches où barrière et répulsion sont nécessaires.
- Protège contre les liquides non toxiques pulvérisation, saleté et poussière.
- 4) taille de couverture de botte: 15 "x 16", ou en tant que vos conditions.

Couleur: blanc

### **La technique données de couvre-bottes jetables microporeux**

Matériel	Microporeux
Couleur	blanc
Style	Fait à la main ou fait à la machine
Taille	15 "x 16", ou comme votre exigences.
Emballage	10 pcs / rouleau, 100 pcs / sac, 1000 pcs / ctn, ou comme votre demande
Application	Salle blanche, médical, pharmaceutique, liquide non toxique manutention, usage industriel et général.

### **Les photos de couvre-bottes jetables microporeux blancs**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

