

Product details

Spécification des draps jetables non tissé

- 1) matériel : SMS, confortable, literie hygiénique et rentable
 - 2) gramme poids : 20-100gsm
 - 3) couleur : couleur pourpre
 - 4) style : élastique à deux extrémités, coudre dans les quatre coins, pour accueillir une variété de taille du lit
 - 5) Dimensions : 200 cm * 120 cm, 200 cm * 90 cm, 180 cm * 120 cm, 180 cm * 90 cm, 90 * 60 cm
- (peut être fait selon la demande du client)

Le processus de contrôle de la qualité de pourpres Draps jetables non tissé

- 1) nous ne commencerons à fabriquer les produits jusqu'à ce que vous confirmez l'échantillon.
- 2) l'emballage sera imperméable à l'eau, résistant à l'humidité et étanche.

Emballage de draps jetables de SMS non-tissée

Emballage stérile	1 pcs V stérile en plastique sac en papier, 50 pcsV Ctn
Emballage ordinaire	5 pcs/sac, 50 pcsV Ctn
Remarque : tout peut être spéciaux personnalisés selon à vos besoins réels	

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

