

Chine meilleur fournisseur pour l'hôpital masque barbe chirurgicale, jetables masques de barbe, couverture de barbe poly

Indications de masque chirurgical barbe

Il est largement utilisé à l'hôpital, hôtel, restaurant, transformation des aliments, la restauration et les secteurs industriels.

matériau Tissu de masques de barbe jetable

100% de polypropylène non-tissé, non-irritant et doux

Taille: 19 ", 21"

Emballage de la couverture de la barbe

100 Pcs / sac de PE, 1000 Pcs / carton, taille Ctn: 26 * 22 * 32cm

100 Pcs / sac de PE, 2000 Pcs / carton, taille Ctn: 52 * 23 * 26cm

Stockage du masque chirurgical de barbe

- 1) Le produit maintiendra ses propriétés lorsqu'il est stocké dans un endroit sec à des températures entre 10 ° et 30 ° C
- 2) Non exposé à la lumière solaire directe.

Mis au rebut

- 1) Une fois terminé l'utilisation peut être recyclé ou incinéré.
- 2) L'emballage doit être déposé dans le conteneur approprié pour le recyclage

Les termes commerciaux de masques de barbe jetable

MOQ	100.000 pièces
Prix	Négociable
Modalités de paiement	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
Capacité d'approvisionnement	1.000.000 pcs / jour, 1 * 40 HQ conteneur peut être terminé en 15 jours
Temps de livraison	Normalement, 30 jours après l'ordre confirmé

Échantillon

L'échantillon est libre, peut être bien préparé en 2 jours

Photo de la couverture de la barbe

