

Product details

Paramètres de masques protecteurs dentaires

- 1) Matériel: PP non tissé + papier de haute filtration + PP non tissé
- 2) Couleur: White / bleu / vert / rose / jaune / orange / violet / citron /Capri bleu / bourgogne/noir
- 3) Oreille boucle: cravate ou élastique boucle d'oreille
- 4) Taille: 17.5 * 9,5 cm pour un adulte;
14,5 * 9,5 pour les enfants;
12.5 * 7.5cm pour bébé
- 5) Nez bar: plastique ou en métal, flexible, raccord fixe
- 6) BFE 95%, 99% BFE

Conditionnement des masques surgical

spécification	emballage normal	taille de carton	1 * 40 HQ conteneur peut contenir (Pcs)
17.5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 pcs / boîte, 40 boîtes / ctn	52 * 19 * 42cm	3,280,000 Pcs
17.5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 pcs / boîte, 40 boîtes / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Pcs

Remarque: tout peut être spéciale sur mesure selon vos besoins réels

Stockage du masque de l'hôpital

- 1) Le produit maintiendra ses propriétés lorsqu'il est stocké dans un endroit sec à des températures entre 10 ° et 30 ° C
- 2) Non exposé à la lumière solaire directe.

Product display

