

Product details

Détails de vêtements de laboratoire d'enfants roses jetables

- 1, Lieu d'origine: la Chine (continentale)
 - 2, Style: Appuyez sur le bouton, col et poignets tricotés, avec poches
 - 3, Matériel: Fait de SMS
 4. Gram: SMS45
 - 5, Détail d'emballage: 5pcs / sac ou 10pcs / bag, 30pcs / ctn ou 50pcs / ctn. ou 100pcs / ctn.
 - 6, Détail de la livraison: Un récipient 40hq peut être fini dans les 20-30days.
 - 7, Certificat: CE, ISO13485, FDA
 8. Taille: tailles S-5XL sont disponibles, la taille régulière:
S: 98x118cm
M: 103x123cm
L: 107x128cm
XL: 110x134cm
XXL: 117x140cm
- Faire la production selon les échantillons & amp du client; Caractéristiques

Spécification de vêtements de laboratoire rose d'enfants jetables:

description	Chine manteau jetable de laboratoire pour enfants, vêtements de laboratoire d'enfants roses jetables, des blouses de laboratoire grossiste de non tissé
matériel	SMS (Polypropylène Spunbond Nonwoven Fabric + Meltblown Tissu non-tissé en polypropylène + Spunbond Nonwoven Fabric)
Taille	tailles S-5XL sont disponibles, la taille régulière. S: 98x118cm, M: 103x123cm, L: 107x128cm, XL: 110x134cm, XXL: 117x140cm. (Faire la production selon les échantillons & amp du client, les spécifications)
poids	20 - 65gsm sont tous disponibles (en tant que votre demande)
Les poches	Avec poches
Manchette	manchette tricotée
Boutons	Presse-boutons
Couleur	rose, etc
Emballage	5pcs / sac ou 10pcs / bag, 30pcs / ctn ou 50pcs / ctn ou 100pcs / ctn.
Application	Pour médical, hôpital, pharmacie, laboratoire, salle blanche, alimentaire / électronique atelier / chimique et les secteurs industriels.
Durée de conservation	Au moins 3 ans (à la réception)

livraison	Un conteneur 40hq peut être terminé dans 15-20days
Stockage	Stocké dans un endroit sec, l'humidité en dessous de 80%, ventilé, non corrosif gaz entrepôt.
Modalités de paiement	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
OEM	1.Material ou d'autres spécifications peuvent être selon les exigences des clients. 2.Customized Logo / marque imprimée. 3.Customized emballages disponibles.

Politique Exemple:

1. L'échantillon en fonction de vos exigences. Temps d'échantillonnage: 2-5days.
2. Créez votre propre échantillon, puis le refaire.
3. Les échantillons existants de temps d'échantillonnage: 1jour.
4. Faire la production de masse après votre confirmation de l'échantillon.

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

Q: 1. Les vous un fabricant ou une société de négoce, et quand a été votre société établie?

A: Oui, nous sommes directement fabricant, notre usine a été créé en 2003, nous avons notre propre société de droits exportés en 2013.

Q: 2. Quel est le chiffre d'affaires annuel pour votre entreprise?

R: Normalement, il est d'environ USD18 millions-20 millions, il est encore dans la culture.

Q: 3. Ne votre entreprise at-elle un système de gestion de la qualité telles que ISO, EN ou certificat (s) de la CE?

R: Oui, nous avons CE, ISO13485, FDA. REACH et rapport NELSON.

Q: 4. Can je reçois les échantillons gratuits pour la vérification de la qualité? Combien de temps puis-je obtenir?

R: Oui, nos échantillons peuvent être fournis gratuitement dans les 3-7 jours.

The happy time with customers

