

Jetables de Chine non tissé fournisseurs de respiration chirurgicale oreille boucle masque médical

Emballage normal

- 1.non-stérile: 50pcs/boîte, 40boxes/ctn, 52x38x30cm.
1 * 20FT peut charge: 500 cas (1 000 000 pcs),
1 * 40HQ peut charge: 1150 cas (2 300 000 pcs).
- 2.sterile: 1pcs/bag, 50bags/box, 1000pcs/ctn, taille de carton: 52x19x30cm.

Indication

1. produits stériles sont utilisés pour les patients et personnel médical clinique de l'hôpital.
- Produits stériles 2.non peuvent être utilisés pour l'atelier sans poussière, hôpital, laboratoire,
3. pour prévenir la propagation des liquides organiques et splash contenue et isoler de la poussière, de sang

Spécifications

Nom du produit	D de Chinefournisseurs de masque médical isposable non tissé respiration chirurgicale oreille boucle
N° de modèle	OH-2001
Matériel	3ply, PP non tissé, papier filtre + PP non tissé
Taille	17.5x9.5cm(Adult)
Style	Élastique oreille-loop(latex free)
Couche	3ply
Couleur	blanc
D'emballage	50pcs/box, 40boxes/ctn, 2000pcs/ctn. 1 * 20FT peut charge: 500 cas (1 000 000 pcs), 1 * 40HQ peut charge: 1150 cas (2 300 000 pcs).
Taille de carton	52 * 38 * 30 cm
GW	GW: 7,5 kg/ctn, NW: 7 kg/ctn.
MOQ	5000PCS
Certificat	CE / ISO13485 / NELSON / FDA

Photos





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



