

introductionde boule de coton jetable:

1. Les balles de gaze et les balles non tissées sont idéallessélections pour l'absorption du sang et de l'exsudat.

2avec ou sans anneau élastique.

3Nous pouvons fournir à celui avec rayons X ou sans rayons X.

4Il peut également être utilisé pour le nettoyage des plaies et la désinfection de la peau.

Boule de coton:

Il est fait de coton

Les avantages

- 1,100% coton, blanc pur, absorbant & doux
- 2.CE et ISO certifié
- 3.usine directe

Les indications:

Pourhôpital clinique médical et patients.

Emballage:

100pcs / sac, 2000pcs / carton, ou commedemande du client

Spécification de boule de coton:

Propriétés:	Matériel médical & Accessoires
Type:	Fournitures chirurgicales
Numéro de modèle:	Demande
Matériel:	100% Coton
Nom du produit:	Boules de gaze
Couleur:	blanc
Fil de coton:	21, 32, 40
engrener:	26x18,30x20,30x30, etc.
Emballage:	100 250 500 / sachet, 3,5,10,20,30pcs / pochette
Certificat:	CE / ISO13485
Usage:	Pour le nettoyage des plaies et la désinfection de la peau



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





Orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

