

Nous produisons suivant les types de jetable masque :

- 1) 3ply ou 2 plis non tissé masque
- 2) 2 plis ou 1ply masque de papier
- 3) 4 plis charbon actif masque

Les paramètres de masque jetable pour l'hôpital

- 1) Matériel: PP non tissé + papier de haute filtration + PP non tissé
- 2) Couleur: Blanc / bleu / vert / rose / jaune / orange / violet / citron / Capri bleu / bourgogne
- 3) Oreille boucle: cravate ou élastique boucle d'oreille
- 4) Taille: 17.5 * 9,5 cm pour un adulte;
14,5 * 9,5 pour les enfants;
12.5 * 7.5cm pour bébé
- 5) bar Nez: plastique ou en métal, flexible, raccord fixe

notre earloop jetable masque peut atteindre suivant la norme de qualité:

- 1) Conforme à EN14683: 2005
- 2) filtration bactérienne efficacité (BFE%) & gt; 99%.
- 3) type standard IIR, résistance à la pénétration par le sang synthétique 120 mmHg.

emballage de jetable masque

spécification	emballage normal	taille de carton	1 * 40 HQ conteneur peut contenir (Pcs)
17.5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 pcs / boîte, 40 boîtes / ctn	52 * 19 * 42cm	3,280,000 Pcs
17.5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 pcs / boîte, 40 boîtes / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Pcs

Remarque: tout peut être spéciale sur mesure selon vos besoins réels

Des images de masque jetable pour l'hôpital



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

