

Product details

Spécification de couvre-lit rose jetable

- 1) matière: non tissé, PP, biodégradables et écologiques
- 2) gramme poids: 20-100gsm
- 3) couleur: couleur rose
- 4) style: élastique à deux extrémités, coudre dans les quatre coins
- 5) Dimensions: 200 cm * 120 cm, 200 cm * 90 cm, 180 cm * 120 cm, 180 cm * 90 cm, 90 * 60 cm

(peut être fait selon la demande du client)

Application de couvre-lit rose haute qualité

- 1) largement utilisée en hôpital, hôtel, salon de beauté, salle de Spa;
- 2) idéal pour une utilisation dans tous les domaines où les courts séjours de fréquentes changements de literie sont requises ou lorsque le blanchiment est un problème.

Emballage de soft couvre-lit jetable

Emballage stérile	1 pcs / stérile en plastique sac en papier, 50 pcs/Ctn
Emballage ordinaire	5 pcs/sac, 50 pcs/Ctn

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

