

Product details

Introduction de la Chine fabricant non-tissé robe d'isolement

blouse chirurgicale jetable est fabriqué à partir de matériau en polypropylène hydrophobe revêtu de PE, ou d'un matériau SMS / spunlace avec du PE revêtu.

L'emballage de la Chine fabricant non-tissé robe d'isolement:

Stérile: sac 1 pcs / papier plastique, 50 pcs / CTN

Non-stériliser: 5 pcs / sac, 50 pcs / ctn

Ou que vos exigences.

Spécifications de Chine fabricant non-tissé robe d'isolement

Prénom:	robe d'isolement Chine fabricant non-tissé, un grand médecin de taille blouse chirurgicale non-tissé, un emploi du temps non-tissé blouse chirurgicale
Matériel:	SMS
Grammage:	45 g
Fermeture:	avec fermeture de la ceinture, ou avec fermeture Velcro
Application:	pour, pharmaceutique, secteur industriel laboratorial chirurgical médical
Taille:	S / M / L / XL / XXL / XXXL,
Couleur:	Vert, Bleu, etc, en option
Emballage:	Emballage normal: 1pcs / polybag, 50pcs / carton
Stockage:	Stocké dans un endroit sec, l'humidité en dessous de 80%, ventilé, non corrosif gaz entrepôt
Certification:	CE, ISO13485, FDA

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

- 1, échantillon gratuit.
- 2, petit ordre acceptable;
- 3, les termes disponibles L / C, T / T, D / P;
4. FOB, CNF, CIF, EXW disponibles;
- 5, prix concurrentiel et stable parce que nous sommes usine.
- 6, les produits qualifiés. 3e inspection des produits de la pièce est acceptable.
- 7, le service d'OEM. Plus d'options sur le matériel, le motif, la taille et l'emballage;
- 8, livraison opportune. Le meilleur temps de plomb est 25-30 jour pour un récipient 40HQ.
- 9, service export professionnel. Documentation, dédouanement, transport maritime, tout en un.
- 10, bon service après-vente. Nous prenons les plaintes des soins que nous aimerions être votre fournisseur à long terme!