

Introduction de Chine fabricant médecins chirurgicaux casquettes:

Certification: CE / ISO13485 / FDA

Lieu d'origine: Chine

Matériel : PP non-tissé

Couleur: vert, bleu, rose, jaune, rose, orange, violet, rouge, blanc,(Toutes les couleurs peuvent être disponibles)

style: doubles casquettes clip élastique

Poids: 10g, 30g ou 11g-

Taille: 21 "

Détails d'emballage: 100 pcs / sac, 20 pcs / ctn.

Les caractéristiques de Chine fabricant médecins chirurgicaux casquettes:

1. Ecofriendly, respirante, santé, non irritant, économique, souple, respirant, table léger et confort.
2. Différents conception de produits est disponible sur votre demande.
3. Des échantillons et de personnalisation disponibles.
4. Sans latex, une classe d'inflammabilité.

Spécifications de Chine fabricant médecins chirurgicaux casquettes:

Matériel	PP non tissé
----------	--------------

Poids	10-30g
-------	--------

style	le style élastique élastique (sans latex), simple et double
-------	---

Taille	18 ", 19 ", 21 ", 24"28 "
Couleur	bleu, rose, jaune, rose, orange, violet, rouge, blanc, vert, (Toutes les couleurs peuvent être disponibles)
emballage	100pcs / bag, 20bags / ctn, 2000pcs / ctn
conception d'emballage la taille de l'emballage	Toutes les impressions de la boîte et l'emballage intérieur peut être aussi votre conception 58x25x27cm
Applications	hôpital du personnel et des patients médicaux cliniques. sans poussière atelier , laboratoire, industrie alimentaire, électronique fabrique et ainsi de suite
MOQ	100.000 PCS

Des images de Chine fabricant médecins chirurgicaux casquettes:



