

## Introduction d'usine en Chine pour 19 " plafond unique clip élastique:

Chine usine pour un seul bouchon 19 " clip élastique réalisé par SBPP matériau non tissé et plissé élastique

bande, CE et ISO13485 certifié. Aussi appelé jetable cap. Use de bande pour le dentiste et le médecin pour protéger les cheveux propres pour leur travail quotidien.

## Spécifications de la Chine usine pour 19 " plafond unique clip élastique:

<b>Produit:</b>	usine en Chine pour 19 " plafond unique clip élastique, non-tissés bouchons clip dentaires, dentiste pince mob casquette bouffante
<b>Matériel:</b>	pp Nonwoven avec élastique
<b>Grammage:</b>	dixg ~16g
<b>Style:</b>	Simple élastique ou élastique double
<b>Taille:</b>	19 " ou 18 " , 20 " , 21 " , etc.
<b>Couleur:</b>	Blanc, vert, jaune, Bleu, etc.
<b>MOQ</b>	100,000pcs
<b>Emballage:</b>	100pcs / sac; 2000pcs / ctn
<b>Application:</b>	pour Ménage, , Pharmaceutique, secteur industriel laboratorial chirurgical médicaux, Peinture, nettoyage chambre, etc.
<b>Stockage:</b>	Stocké dans un endroit sec, l'humidité en dessous de 80%, ventilé, non corrosif gaz entrepôt
<b>Modalités de paiement:</b>	T / T, L / C, Paypal, D / P, D / A, etc.
<b>Autres services:</b>	OEM et Customized Logo / marque
<b>Certification:</b>	CE, ISO13485

## Application:

usine en Chine pour 19 " plafond unique clip élastique, non-tissés bouchons clip dentaires, dentiste pince mob casquette bouffante  
peut être utilisé pour le ménage, hôpital, laboratoire, nourritures, électronique industrie. Prévenir et isoler

poussière, particules, etc., can être une protection de visite. Économique et jetable. Conforme à l'hygiène Standard.

### **Emballage:**

100 pcs / sac, 20 sacs / CTN, taille de carton: 58x25x27cm.

1 \* 20 container peut charger 715ctns, le total des pièces 1430,000.

1 \* 40 container peut charger 1737ctns, le total des pièces 3474,000.

### **Politique Exemple:**

1. Echantillon selon votre schéma de conception. Temps d'échantillonnage: 3-5days.
2. Créez votre propre échantillon, puis le refaire.
3. Les échantillons existants de temps d'échantillonnage: 1jour.
4. Faire la production de masse après avoir confirmé l'échantillon.

### **Photos de plantes Chine pour 19 " plafond unique clip élastique:**





