

Product details

Les caractéristiques de Chine fournisseur taille jetable ceinture tabliers

1. Disponible en haute et basse densité polyéthylène
2. Protéger contre les éclaboussures d'eau.
3. Bonne barrière au fluide, léger, sans latex.
4. Imperméable, résistant à l'huile, Eco friendly
5. Divers épaisseur, texturée ou surface lisse
6. La taille peut être ajustée en fonction de la demande du client.
7. Blanc, Vert, Bleu, Jaune, les couleurs rouges pour la sélection
- La conception d'illustrations 8. du client est acceptable

spécification du fournisseur Chine taille jetable ceinture tabliers

Application	Pour charpentier, nettoyage de la maison, la transformation des aliments, salon, hôpital.
Les couleurs	blanc
Taille	24 "x42", 28 "x46", 31.5 "x49" etc
Poids	5g / pc à 100 g / pc
matériel	Ou LDPE / CPE / TPEHDPE
Conception	Gaufré ou lisse Surface
Emballage	100pcs / bag, 10bags / carton
Contrôle qualité	Troisième inspection du parti est acceptable.
échantillons	De petits échantillons de quantité sont disponibles à tout moment.

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

Q: 1. Les vous un fabricant ou une société de négoce, et quand a été votre société établie?

A: Oui, nous sommes directement fabricant, notre usine a été créé en 2003, nous avons notre propre société de droits exportés en 2013.

Q: 2. Quel est le chiffre d'affaires annuel pour votre entreprise?

R: Normalement, il est d'environ USD18 millions-20 millions, il est encore dans la culture.

Q: 3. Ne votre entreprise at-elle un système de gestion de la qualité telles que ISO, EN ou certificat (s) de la CE?

R: Oui, nous avons CE, ISO13485, FDA. REACH et rapport NELSON.

Q: 4. Can je reçois les échantillons gratuits pour la vérification de la qualité? Combien de temps puis-je obtenir?

R: Oui, nos échantillons peuvent être fournis gratuitement dans les 3-7 jours.