

Description des tissé manteau jetable non de laboratoire:

fabrication 1.Directlyr, jetable blouse de laboratoires, toutes les couleurs.

2, ISO, CE, PP, PP / PE, SMS, SMMS, microporeux,

3.Capacité: 10,000pcs / jour, 1 * 40HQ peut être fini dans les 10-15 jours;

4.Bonne barrière à fluide et perméable à l'air, OEM conception d'emballage, service dans les 24 heures.

5.Jetable blouse de laboratoire est fabriqué à partir de haute performance isolement matériau protecteur.

Caractéristiques du tissu manteau jetable non de laboratoire:

1.Hand couture, fermeture éclair, full cut, ouverture frontale, avec capuche.

2.Non-irritant, propriété antibactérienne, une bonne résistance à la traction, non pelucheux, respirabilité supérieure et anti-statique, résistance aux chocs, doux, confortable.

Emballage tissé couche jetable non de laboratoire:

Emballage normal: 5 pc / bag, 10bags / carton, ou 1pc / bag, 50pcs / carton.

Votre logo peut être imprimé sur la boîte intérieure et carton extérieur.

Tableau des tailles de la couche non tissée de laboratoire :


LAB COAT TAILLES (Taille sur mesure est la bienvenue)								
CM	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL
LA TAILLE	100	103	107	110	112	113	120	120
CHEST LONGUEUR	132	135	137	140	142	147	150	158

Spécification du non tissé blouse jetable:

Produit:	blouse de laboratoire jetable
Matériel:	PP non-tissé
Grammage:	18-50gsm
Style:	manches longues ou courtes; brassard élastique ou tricot; boutonnière / stand / rond / col tricoté en option avec / sans poche; avec bouton pression ou fermeture velcro
Application:	pour, pharmaceutique, secteur workshop laboratorial médicale
Couleur:	Bleu , blanc, bleu foncé, etc, en option
MOQ	5000pcs
Emballage:	5 ou 10pcs / sac; 50 ou 100pcs / ctn;
Stockage:	Stocké dans un endroit sec, l'humidité en dessous de 80%, ventilé, non corrosif gaz entrepôt
Modalités de paiement:	T / T, PayPal, Western union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,
Autres services:	OEM et Customized Logo / marque
Certification:	CE, ISO13485
Temps de livraison	Capacité: 10,000pcs / jour, 1 * 40HQ peut être fini dans les 10-15 jours;

Photos de blouse de laboratoire non-tissé jetable:





FAQ:

(1) Vous êtes un fabricant ou une société de négoce?

Nous sommes un fabricant situé dans la ville Xiatao, Hubei. Bienvenue à visiter notre usine.

(2) Puis-je obtenir des échantillons à la qualité de test? Petit ordre de trainée acceptable?

Oui, nous aimerions vous envoyer des échantillons pour l'évaluation. Petit ordre de trainée est également la bienvenue.

(3) Pouvez-vous offrir un service personnalisé?

taille Oui, personnalisé et la marque OEM disponible.

(4) Quel est votre principaux produits?

Nos principaux produits comprennent jetable masque, bonnet bouffant jetable, coverall jetable, Blouse de laboratoire, la chirurgie robe, tablier jetable, couvre-chaussures, etc.

(5) Quel est votre délai de livraison?

habituellement dans 15 jours pour conteneur 20feet.