

## Chine chirurgical blanc oreille boucle jetable masque pour services alimentaires

### Indications de masque pour le visage visage jetables

1. produits sont utilisés pour les membres du personnel médical clinique Hôpital, patients, non poussiéreux atelier, hôpital, laboratoire, industrie alimentaire, fabrique électronique et ainsi de suite.
2. pour prévenir la propagation des liquides organiques et sang éclabousser contenue et isoler de la poussière, particules, alcool, sang, bactéries et virus envahissant.

### Emballage normal de masque jetable visage

50pcs/boîte, 2000pcs/ctn, taille de carton: 52x38x30cm,  
cartons de 1 \* 20ft charge: 500, 1 \* 40HQ charge: 1150 cartons.

### Masque jetable spécifications

Ordre du jour	Chine chirurgical blanc oreille boucle jetable masque pour services alimentaires
Matériel	3ply, pp non tissé 20 g + 20g de filtre + pp non woven 25g
Poids	20 + 20 + 25 g (confortable, sans fibres de verre, sans latex).
Style	Oreille-boucle élastique (sans latex)
Taille	17.5x9.5cm(Adult)
Couleur	blanc
D'emballage	Non stériles: 50 pcs/boîte, 2000pcs/ctn
Conception d'emballage	Toutes les boîte intérieure et l'impression de carton peuvent être tant que votre conception
Taille de carton	52x38x30cm
Applications	Hôpital clinique personnel médical et les patients. non poussiéreux atelier, laboratoire, agro-alimentaire, électronique fabrique et ainsi de suite
MOQ	5000pcs
Échantillon	Peut être fourni gratuitement pour votre qualité de vérification sous huitaine
Limite de paiement	T/T, L/C, D/A, D/P/ESCROW
Délai de livraison	comme vous la quantité (nous pouvons finir 1 million pcs par jour)
Port de FOB	Wuhan/Shanghai/Ningbo/Guangzhou