

## Product details

### Description de Chine atelier alimentaire blouse de laboratoire de l'industrie

1. Matériel: pp40g
2. Couleur: Blanc,
3. Style: Manchette tricot, col en tricot, avec des poches
4. Taille: S-XXXL tailles disponibles
5. Emballage: 5PCS / polybag, 50PCS / carton et que vous avez besoin
- 6.1 \* 20 "FCL: 50000PCS (tolérance en différentes tailles et matériaux)
7. Mini quantité d'ordre: 5000PCS
8. Certificat: CE, FDA, ISO13485

### Spécifications de Chine atelier alimentaire blouse de laboratoire de l'industrie

matériel	pp non tissé
Grammage	40g, pourrait que votre demande
style	Avec col en tricot, avec des manchettes en tricot, avec des poches
Taille	S-6XL
couleur	blanc, etc.
Emballage	5pcs / boîte, 50 sacs / ctn, ou comme votre exigence
conception d'emballage	toutes les impressions de sac et carton interne peut être aussi votre conception
Applications	atelier sans poussière, hôpital, laboratoire, industrie alimentaire, électronique fabrique et ainsi de suite

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

Q: 1. Les vous un fabricant ou une société de négoce, et quand a été votre société établie?

A: Oui, nous sommes directement fabricant, notre usine a été créé en 2003, nous avons notre propre société de droits exportés en 2013.

Q: 2. Quel est le chiffre d'affaires annuel pour votre entreprise?

R: Normalement, il est d'environ USD18 millions-20 millions, il est encore dans la culture.

Q: 3. Ne votre entreprise at-elle un système de gestion de la qualité telles que ISO, EN ou certificat (s) de la CE?

R: Oui, nous avons CE, ISO13485, FDA. REACH et rapport NELSON.

Q: 4. Can je reçois les échantillons gratuits pour la vérification de la qualité? Combien de temps puis-je obtenir?

R: Oui, nos échantillons peuvent être fournis gratuitement dans les 3-7 jours.

