

## Product details

### le fonction de masques personnalisés

- 1) Doux, confortable, Folds pour faciliter le transport
- 2) résistant aux fluides
- 3) 99% d'efficacité de filtration bactérienne
- 4) Standard Oreille-boucle

### Notre masque chirurgical rose peut atteindre suivant la norme de qualité

- 1) Conforme à EN14683: 2005
- 2) Bactérienne efficacité de filtration (BFE%) & gt; 99%.
- 3) type standard IIR, résistance à la pénétration par le sang synthétique 120 mmHg.

### L'emballage de sécurité masque

La description	Quantité / boîte	Quantité / Ctn	Taille de la boîte: 18 * 10 * 7cm Taille de carton: 52 * 38 * 30cm
25 + 25 + 25g, 3ply	50 Pcs	2000 Pcs	

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## The regular shipment way



## Our business process

