

## meilleurs fournisseurs chinois pour médical masque chirurgical de earloop, non-tissé masque, masque de filtre respiratoire

### Spécifications de matériel médical masque chirurgical de earloop

Matériel	PP non tissé + papier de haute filtration + PP non tissé
poids du tissu	Peut-être que votre demande
boucle d'oreille	Attachez ou boucle d'oreille
Taille	17.5 * 9.5cm, ou vos besoins
Couleur	Blanc / bleu / vert / rose // orange / violet / jaune citron / Capri bleu / bordeaux / noir
conception d'emballage	Toutes boîte intérieure et l'impression de l'emballage extérieur peut être aussi votre conception
Applications	Hôpital, laboratoire, industrie alimentaire, atelier sans poussière, électronique fabrique et ainsi de suite
MOQ	100.000 pièces
Prix	Négociable
Modalités de paiement	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
Capacité d'approvisionnement	1.000.000 pcs / jour, 1 * 40 HQ conteneur peut être terminé en 15 jours
Temps de livraison	Normalement, 30 jours après l'ordre confirmé
Échantillon	L'échantillon est libre, peut être bien préparé en 2 jours

### Emballage non-tissé masque

50pcs / boîte, 40boxes / ctn, 52x38x30cm;

1 \* 20 container GP peut contenir 1.000.000 Pcs de masques;

réceptacle 1 \* 40 HC peut contenir 2.450.000 Pcs de masque.

Nous pouvons également faire l'emballage de masque respiratoire de filtre à vos besoins.

### Mis au rebut

1) Une fois terminé l'utilisation peut être recyclé ou incinéré.

2) L'emballage doit être déposé dans le conteneur approprié pour le recyclage

### Photo de respiration masque filtrant



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

