

## Le tissu non-tissé masque

- 1) 1<sup>st</sup> couche: couche extérieure, tissu polypropylène, blanc, il est doux et respirant.
- 2) 2<sup>Dakota du Nord</sup> couche: couche intermédiaire, papier filtre, blanc, il peut filtrer la saleté, irritant, substance cancérigène et les bactéries.
- 3) 3<sup>rd</sup> couche: couche, tissu polypropylène, blanc à l'intérieur, il est doux et respirant, protection de l'environnement résistant aux fluides.

**Nous pouvons également produire 4 plis jetable masque chirurgical noir.**

## Propriétés de non-tissé masque facial 17.5 \* 9.5cm

- 1) Il est très faible résistance à la respiration, sans odeur étrangère, sans aucun sentiment stimulant;
- 2) barre de nez peut être adaptable, confortable, sans fibres de verre, sans latex;
- 3) BFE (Bacteria efficacité de filtration)  $\geq$  99%
- 4) Utiliser la technologie de soudage par ultrasons, un port confortable.

## Nous produisons types de masque facial médical suivants

- 1) 3ply ou 2 plis non tissé masque
- 2) 2 plis ou 1ply masque de papier
- 3) 4 plis charbon actif masque

## Spécifications de l'isolement masque facial médical

Matériel	PP non tissé + papier de haute filtration + PP non tissé
poids du tissu	Peut-être que votre demande
boucle d'oreille	Attachez ou boucle d'oreille
Taille	17.5 * 9.5cm, ou vos besoins
Couleur	blanc / bleu / vert / rose / jaune / orange / violet / citron / Capri bleu / bordeaux / noir
Emballage	50 pcs / boîte 2000 pcs / CTN, ou que votre exigence
conception d'emballage	toute boîte intérieure et l'impression de l'emballage extérieur peut être aussi votre conception
Applications	hôpital, laboratoire, industrie alimentaire, atelier sans poussière, électronique fabrique et ainsi de suite

Photo de jetable masque chirurgical noir





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

