

Product details

La performance de la feuille jetable

1) Les draps de lit sont dotées de coins élastiques qui empêchent le glissement, qui ne bouge pas lorsque le patient bouge.

2) En raison de variations dans l'épaisseur du matelas, il est fortement recommandé de demander un échantillon précédent

à placer une commande pour assurer la satisfaction.

La spécification de drap de lit hygiénique jetable

en tissu	Polypropylène, SMS, PP + PE, ou microporeux
style	Dotées elastic réesign,Idéal pour toutes les tailles et les styles de l'abri des lits
Fonction	la preuve de l'humidité
Taille	83 "L x 35" W Ou que vos exigences
Emballage	emballés individuellement

Pourquoi nous choisir ?

1) Fabricant avec 12 l'historique des années à produire draps de lit d'hôpital et toutes sortes de produits de protection jetables;

2) puissance fortes de production: 1 * 40 HQ conteneur peut être terminé en 15 jours;

3) Péquipe de vente romising: Le service en 24 heures

4) l'assurance de haute qualité: ISO9001, ISO13485, certifié CE, FDA enregistré.

Product display



The regular shipment way



The happy time with customers

