

atelier chinois pour masque médical jetable, masque d'évacuation de l'hôpital,

chirurgie 3ply masque

Indications de masque médical jetable

- 1) stérile masque facial est à l'hôpital, clinique, le personnel médical et les patients;
- 2) masque facial non stérile peut être utilisé pour l'atelier sans poussière, usine de nourriture et ainsi de suite.

Nous produisons suivant les types de masque d'élimination de l'hôpital

- 1) 3ply ou 2 plis non tissé masque
- 2) 2 plis ou 1ply masque de papier
- 3) 4 plis charbon actif masque

Performance de la chirurgie 3ply masque

- 1) Afin d'éviter la propagation des fluides corporels et le contenu des éclaboussures de sang.
- 2) Conforme à EN14683 et FDA
- 3) filtration bactérienne efficacité (BFE%) & gt; 99%.

Conditionnement de la chirurgie 3ply masque

spécification	emballage normal	taille de carton	1 * 40 HQ conteneur peut contenir (Pcs)
17.5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 pcs / boîte, 40 boîtes / ctn	52 * 19 * 42cm	3,280,000 Pcs
17.5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 pcs / boîte, 40 boîtes / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Pcs

Remarque: tout peut être spéciale sur mesure selon vos besoins réels

Spécifications de masque médical jetable

Matériel	PP non tissé + papier de haute filtration + PP non tissé
poids du tissu	Peut-être que votre demande
boucle d'oreille	Attachez ou boucle d'oreille
Taille	17.5 * 9.5cm, ou vos besoins

Couleur	blanc / bleu / vert / rose / jaune / orange / violet / citron / Capri bleu / bordeaux / noir
conception d'emballage	toute boîte intérieure et l'impression de l'emballage extérieur peut être aussi votre conception
MOQ	100.000 pièces
Prix	Négociable
Modalités de paiement	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
Capacité d'approvisionnement	1.000.000 pcs / jour, 1 * 40 HQ conteneur peut être terminé en 15 jours
Temps de livraison	Normalement, 30 jours après l'ordre confirmé
Échantillon	L'échantillon est libre, peut être bien préparé en 2 jours

Photo de l'hôpital masque d'élimination





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

