

## **Salle blanche bouche masque chirurgical, chirurgie trois couches masque facial, latex masque médical gratuit de visage**

### **La propriété du masque chirurgical de la bouche**

- 1) Il est largement utilisé à l'hôpital, une clinique, une usine, un atelier et une utilisation quotidienne;
- 2) Les tailles communes ce que nous avons produit est 175 \* 95mm, ou en tant que vos besoins réels;
- 3) Le degré BFE peut atteindre 99%, ce qui dépend du matériau;

### **Le matériau en tissu de trois couches visage masque**

- 1) Masques jetables est faite de tissus de qualité supérieure non-tissé.
- 2) PP non tissé + papier de haute filtration + PP non tissé
- 3) Couleur: Blanc / bleu / vert / rose / jaune / orange / violet / citron / Capri bleu / bordeaux / retour
- 4) bar Nez: plastique ou en métal, flexible, raccord fixe
- 5) Oreille boucle: cravate ou élastique boucle d'oreille

### **Notre masque médical peut atteindre suivant la norme de qualité**

- 1) Conforme à EN14683: 2005
- 2) filtration bactérienne efficacité (BFE%) & gt; 99%.
- 3) type standard IIR, résistance à la pénétration par le sang synthétique 120 mmHg.

### **Emballage de masque médical**

spécification	emballage normal	taille de carton	1 * 40 HQ conteneur peut contenir (Pcs)
17.5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 pcs / boîte, 40 boîtes / ctn	52 * 19 * 42cm	3,280,000 Pcs
17.5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 pcs / boîte, 40 boîtes / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Pcs
Remarque: tout peut être spéciale sur mesure selon vos besoins réels			

### **Image de masque chirurgical de la bouche**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

